

Инструкция по применению – прочтите внимательно

ВитроКап


Микронутриенты для стекловидного тела глаза

VitroCap®

ВитроКап является источником микронутриентов для стекловидного тела глаза человека.

Маленькие черные точки, нити, пятна, плавающие помутнения различных размеров, формы и плотности (также называемые «летающими мушками») относятся к наиболее распространенным проблемам со зрением, возникающим в повседневной жизни. Эти ощущения связаны с тем, что измененные коллагеновые волокна отбрасывают тени на сетчатку при прохождении света через стекловидное тело.

Глаз человека



ВитроКап является источником микронутриентов для стекловидного тела глаза. Его состав разработан с учетом повышенной потребности пациентов с деструкцией стекловидного тела в определенных микроэлементах.

ВитроКап капсулы содержат специально переработанные растительные вещества виноградных косточек и цитрусовых фруктов, а также витамин С и аминокислоту L-лизин, которые естественным образом участвуют в метаболической стабилизации коллагеновых волокон и гиалуроновой кислоты в нашем организме, а также в глазах.

Инструкция по применению – прочтите внимательно

1 капсула
ежедневно

	Лизин (L-lysine)	L-аскор- биновая кислота	Экстракт виноградных косточек	Цитрусовые флавоноиды (гесперидин)
в одной капсуле	125 мг	40 мг	25 мг	60 мг
% от рекомендуемого уровня суточного потребления		67*		
в 100 г	25,10 г	8,03 г	5,02 г	12,05 г

* в соответствии с ТР ТС 022/2011

Форма выпуска:

30/60 капсул

| по 498 мг |

	в 100 г	в одной капсуле (суточная доза)
Энергетическая ценность	754 кДж (180 ккал)	4,0 кДж (1,0 ккал)
Белок	39,3 г	196 мг
Углеводы	3,4 г	17 мг
- из них сахар	0 г	0 мг
Жиры	2,0 г	10 мг
балластные вещества	15,8 г	79 мг
Натрий	0 г	0 мг

Состав:

L-лизин, цитрусовые флавоноиды (гесперидин), L-аскорбиновая кислота, экстракт виноградных косточек; *вспомогательные вещества*: наполнитель желатин; антислеживающие агенты: микрокристаллическая целлюлоза (E460(ii)), магния стеарат (E470); пищевые красители: титана диоксид (E171), синий патентованный V (E131), бриллиантовый черный (E151).

Способ применения:

Принимать ежедневно по 1 капсуле (лучше всего во время приема пищи), не раскусывая и запивая жидкостью.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Важные указания:

- Перед применением ВитроКап рекомендуется проконсультироваться с врачом
- Не превышать указанной нормы потребления
- Хранить в упаковке при комнатной температуре, в защищенном от света месте
- Хранить в недоступных для детей местах
- Срок годности: смотрите на боковой стороне упаковки
- Не является лекарственным средством

Производитель:  ebiga-VISION ГмбХ Рунгештрассе 22-24 Д-10179 Берлин

Претензии принимаются представительством ООО «Н. Abbe Pharma GmbH» (Германия) в РБ 220007, г. Минск, ул. Володько, 24а, оф. 318, тел.: +375 17 242-11-98